

# Twin Luscent Anchors®

## Двойные светопроводящие штифты-фиксаторы

---

Уникальные двойные светопроводящие стекловолоконные штифты-фиксаторы



### Выигрышное сочетание светопропускания, эстетических качеств и удвоенной фиксации

Компания Dentatus предлагает новый стандарт совершенства - двойные светопроводящие штифты-фиксаторы. Этот инновационный дизайн является вашей объективной гарантией против случайного отсоединения адгезивного материала и пластмассы, заполняющей сердцевину. Утончение в средней части создает «физический дроссель». Вентиляционная бороздка устраняет захват воздуха пластмассой и предотвращает вращательную дислокацию. Все это вместе дополняет выигрышное сочетание светопропускания, эстетических качеств и удвоенной фиксации.

\* Аль-Харби и Натансон, Бостонский университет, представлено в AAED/IFED MTG, 03.10.02

ОСОБЕННОСТИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Светопропускание</li> <li>• Прозрачность</li> <li>• Дополнительная фиксация</li> <li>• Твердая структура</li> <li>• Эластичность</li> <li>• Быстрая реставрация</li> <li>• Отсутствие ротации штифта</li> <li>• Конический или параллельный</li> </ul>	<p>Безопасны и просты в использовании. Теперь вы можете быть уверены, что заполнение корневых каналов полностью полимеризованное!</p> <p>Эстетические качества: не виден внутри пломбировочного материала. Не затемняется.</p> <p>Форма песочных часов обеспечивает улучшенную фиксацию штифта. Штифт не может выскочить.</p> <p>Штифт-фиксатор и композит создают очень прочную целостную зубную единицу, так как материалы хорошо сочетаются друг с другом. Для металлических штифтов используются различные виды материалов: цемент, металл, пломбировочный материал.</p> <p>Подобна дентину.  Двойные светопроводящие штифты-фиксаторы = прибл. 20 ГПа (дентин = 18 ГПа)  Углерод = 120 ГПа  Титан = 110 ГПа</p> <p>Работа с двойным светопроводящим штифтом-фиксатором более быстрая и эффективная  Методика очень простая.</p> <p>Продольный паз блокирует вращение. Штифты не будут вращаться.</p> <p>Дизайн концов обеспечивает возможность выбора штифта конической или параллельной формы в своей апикальной части для внедрения в корневой канал, в зависимости от предпочтения дантиста или индивидуальной анатомии корня. Врач имеет возможность выбора.</p>

• Определяется по цвету	Быстрое определение размера с помощью цветовой маркировки на лотке Экстра маленький: Белый; Маленький: Желтый, Средний: Красный; Большой: Синий
-------------------------	---

## РАЗМЕРЫ

ЭКСТРА МАЛЕНЬКИЙ	МАЛЕНЬКИЙ	СРЕДНИЙ	БОЛЬШОЙ
Ø 1,26 мм Длина 16,7 мм	Ø 1,40 мм Длина 16,7 мм	Ø 1,54 мм Длина 16,7 мм	Ø 1,68 мм Длина 16,7 мм

Dentatus AB Jakobsdalsvägen 14-16. SE-126 53 Hägersten, Швеция. Телефон +46-8-546 509 00. Факс +46-8-546-509 01. Эл. почта: [info@dentatus.se](mailto:info@dentatus.se)  
ООО «НеоТехМед», Россия, Санкт-Петербург, +7 921-849 79 54, [info-ntm@yandex.ru](mailto:info-ntm@yandex.ru), [www.new-tm.ru](http://www.new-tm.ru)