

Изготовитель:


ADM, a.s., U Vodárny 2, 616 00 BRNO, Czech Republic
tel: + 420 / 511 205 360, sales@dentapreg.com

www.dentapreg.com

ADM, a.s., 11/2014, FORM: 141103

НОВЫЙ

Dentapreg® MESH



Dentapreg® предлагает новую сетку из стекловолокна, предварительно пропитанную термоотверждаемой смолой.

Отлично подходит для армирования / ремонта:

- полных зубных протезов
- частичных зубных протезов
- зубных протезов, поддерживаемых имплантатом


1 | Суперсильная

Dentapreg® MESH армирует зубные протезы и защищает их от растрескивания. Зубной протез, армированный Dentapreg® MESH, в пять раз прочнее, чем обычный неармированный зубной протез и в три раза прочнее, чем зубной протез, армированный металлом.



ДЕЙСТВИЕ АРМИРОВАНИЯ НА ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ЗУБНОГО ПРОТЕЗА

3-х точечное испытание на ударный изгиб



(Středoevropský technologický institut - CEITEC, Brno, Чешская республика, 2013)


2 | Повышенный комфорт для пациента

Благодаря своим механическим свойствам зубной протез, армированный Dentapreg® MESH, будет более тонким и легким по сравнению со стандартными зубными протезами.




3 | Отличные эстетические свойства

Dentapreg® MESH сливается с цветом зубного протеза благодаря уникальным транспарентным или розовым волокнам.



4 | Идеальные химические связи

Особая смола, примененная в Dentapreg® MESH, позволяет создать прочные химические связи между сеткой и основой зубного протеза. Благодаря этой связи оба компонента сливаются в совершенное целое, которое отличается исключительной механической прочностью.



5 | Самая быстрая аппликация, которую вы видели

Аппликация намного проще и быстрее, чем у остальных типов армирования. Для придания Dentapreg® MESH необходимой формы достаточно менее одной минуты.

